




شرکت تجهیزات پزشکی سحر
(مستقر)

همودیافیلتراسیون آنلاین



Safety
Biocompatibility
Water
Cardioprotection
Purity
Removal of uremic toxins



Fresenius Medical Care

۲	معرفی همودیالیزتراسیون
---	------------------------

۵	۱- همودیالیزتراسیون آنلاین - یک روش درمانی پیشرفته جایگزین کلیه، با ایجاد امید زیاد با مزایای کلینیکی چشمگیر
۶	۱-۱ همودیالیزتراسیون آنلاین برای کدام دسته از بیماران بیشترین منفعت را دارا می باشد؟
۸	۱-۲ جایگاههای کلینیکی برای تجویز همودیالیزتراسیون آنلاین

راهنمای عملی

۹	۲- راهنمای عملی هموفیتراسیون آنلاین
۹	۱- ۲ اهمیت راههای دسترسی عروقی
۱۰	۲- ۲ شدت جریان خون بیشتر - کلیرانسهای بالاتر
۱۲	۲- ۳ فیلترهای همودیالیزتراسیون
۱۳	۲- ۴ اصول همودیالیزتراسیون آنلاین

سیستم درمانی 5008 (سری جدید ماشینهای همودیالیز)

۱۷	۳- سیستم درمانی 5008
۱۷	۱- ۳ همودیالیزتراسیون آنلاین با دستگاه 5008
۲۰	۲- ۳ خصوصیات اصلی در دستگاه 5008

کیفیت میکروبیولوژیکی

۲۷	۴- اصول کنترلی، ایمنی و میکروبیولوژیکی
----	--

مزایای کلینیکی

۳۰	۵- مزایای کلینیکی همودیالیزتراسیون آنلاین
۳۱	۱- ۵ کاهش میزان مرگ و میر در بیماران تحت درمان با همودیالیزتراسیون
۳۱	۲- ۵ خطر مرگ و میر در بیماران تحت درمان با HDF در مقابل بیماران HD
۳۳	۳- ۵ OL-HDF طول عمر بیماران را افزایش می دهد بدون در نظر گرفتن میزان دیالیز و یا خصوصیات بیماران

اصول پایه

۳۸	۶- اصول فیزیکی پایه برای هموفیتراسیون آنلاین
----	--


بیماران مبتلا به بیماریهای کلیوی مزمن نیازمند درمان به روش همودیالیز علاوه بر تحمل شرایط مختلف بیماری¹ Co-morbid باید قادر به غلبه بر اثرات جانبی بالقوه و عوارض مرتبط با روش درمانی مورد استفاده نیز باشند.

بررسی‌های علمی و پزشکی بسیاری نشان داده که بیماران مبتلا به بیماریهای مزمن کلیوی به میزان زیادی از بیماریهای دیگری همچون دیابت، اختلالات چربی، سوء تغذیه، کم خونی، فشار خون بالا و سایر بیماریهای قلبی و عروقی² (CVD) رنج می‌برند.

1 - در پزشکی Co-morbid عبارت است از:

وجود یک یا بیشتر از یک اختلال یا بیماری علاوه بر بیماری یا اختلال اولی

2 - Cardiorascular disease



امروزه نفرولوژیست‌ها علاوه بر روبرو شدن با افزایش تعداد بیماران (بویژه سالخوردگان) که دارای یک یا چند وضعیت Co - morbid علاوه بر بیماری کلیوی اولیه می‌باشند با مسایل پیچیده دیگری که در ارتباط با روش همودیالیز مورد استفاده می‌باشند که ممکن است بر روی سلامت قلب و عروق بیمار بگذارد نیز روبرو هستند.

با وجود پیشرفت بسیار چشمگیر تکنولوژی همودیالیز در ۳۰ سال گذشته، هنوز میزان بقاء بیماران همودیالیزی یک موضوع مورد توجه می‌باشد.

بهترین روش جهت بهبود نتایج بیمار در بیماران دیالیزی اولاً شامل شناخت عوامل خطر ساز قلبی و عروقی مانند: عوامل خطر معمول و عوامل خطر در ارتباط با اورمی است که این عوامل علاوه بر فاکتورهای مرتبط با روش همودیالیز بر مشکلات قلبی و عروقی قلبی اضافه می‌گردد. ثانیاً یک عامل اصلی جهت درمان کنترل عوامل خطر بیماری قلبی و عروقی در بیماران دیالیزی انتخاب روش مناسب درمان همودیالیز علاوه بر سایر عوامل مؤثر در درمان می‌باشد.

التهاب و استرس اکسیداتیو در اکثر بیماریها از جمله بیماریهای قلبی عروقی عامل مهمی به شمار آمده به طوریکه اختلال در آندوتلیال و در نتیجه ایجاد آترواسکلروز و بیماریهای انسداد عروقی می‌گردد. بنابراین کاهش عوامل ایجاد کننده استرس‌های اکسیداتیو و التهاب یک روش عمده به منظور حفاظت قلب در همودیالیز می‌باشد.

در حال حاضر همودیالیز تراسیون آنلاین با کارایی بالا (High - efficiency ONLINE Haemodiafiltration) به عنوان یک روش همودیالیز منتخب و پیشرفته شناخته شده که موجب بهبود وضعیت بیمار از طریق تأثیرات مفید آن بر روی کاهش عوامل مربوط به تخریب آندوتلیال می‌گردد.

راهنمای درمان همودیالیز تراسیون آنلاین، کمک کاربردی جهت تجویز و اجرای عملی همودیالیز تراسیون آنلاین را فراهم می‌نماید که در ارتباط با نیازمندیهای ضروری فنی، علمی و پزشکی درمان می‌باشد.

Francisco Maduell

تکنیک و روش همودیالیز با میزان حجم بالا،
یک قدم جدید به سمت نزدیک شدن به
عملکرد طبیعی کلیه را فراهم می سازد.

Hemodialysis International, 2005

Steven Van Laecke


Katrien De Wilde

Raymond Vanholder

مطالعات کنترلی اخیر نشان داده که مزایای زیستی استفاده از روش
همودیالیز آنالین بخصوص پس از سازگار شدن بیمار با شرایط
بیماری چندگانه و اثرات دیالیز نیز وجود دارد.


همودیالیز آنالین با استفاده از مایع دیالیز ultrapure
سازگاری بالا و ایمن همراه با کارایی زیاد و اثرات کلینیکی
مثبت بر روی کم خونی، فشار خون و همودینامیک
را دارد، که علت آن کلیرانس بالای سموم اورمیک
(Large/protein-bound) بوده که موجب اثرات حفاظتی
بر روی قلب می گردد که با اثر آن بر روی عوامل
خطر ساز غیر موروثی در ارتباط است.

Artificial Organs, 2006



۱ - همودیالیز آنالین - یک روش درمانی پیشرفته جایگزین کلیه، با ایجاد امید زیاد با مزایای کلینیکی چشمگیر

در سالهای اخیر با وجود پیشرفت‌های قابل توجه در درمان بیماران همودیالیزی هنوز میزان ناخوشی و مرگ و میر در بیماران همودیالیزی به صورت غیر قابل قبولی بالا می‌باشد. خصوصیات بیمار بویژه سن بالا و شرایط Co-morbid مهمترین محدودیت در درمان از طریق جایگزین نمودن کلیه می‌باشد که تنها قادر به جایگزین نمودن بخشی از عمل کلیه طبیعی است. همودیالیز استاندارد تنها قادر است به اندازه ۱۰٪ توان کلیه طبیعی را جهت حذف مواد سمی فراهم آورد که بسیار از شرایط مناسب فاصله دارد.



پیشرفت مستمر در کیفیت درمان همودیالیز باید به عنوان یک هدف اصلی در مراقبت از بیماران (ESRD)¹ در نظر گرفته شود. همودیالیز آنالین بویژه با استفاده از حجم بالای مایع جایگزین نه تنها موجب افزایش کلیرانس فیزیولوژیکی در دامنه ای از مولکولهای کوچک، متوسط و بزرگ می‌گردد بلکه موجب بهبود و اصلاح شرایط کلینیکی آزار دهنده جمعیت دیالیزی می‌گردد.

بیماران با ناپایداری همودینامیک در طی دیالیز

فشار خون پایین حاد یک عارضه متداول بوده که در طی دیالیز مشاهده می‌گردد. از شرایط ضروری جهت بهبود نتایج دیالیز شناسایی بیماران مستعد می‌باشد که در این بیماران اغلب بزرگ شدن بیش از حد بطن چپ همراه است به طوریکه مشخص گردیده این امر در ارتباط نزدیک با کاهش فشار خون در حین دیالیز می‌باشد. بیماران دیگری که با خطر ناپایداری همودینامیکی در حین دیالیز روبرو می‌باشند عبارتند از: بیماران سالخورده، بیماران مبتلا به سوء تغذیه همراه با کاهش آلبومین سرم خون، بیماران دیابت ملیتوس و بیماران مبتلا به اختلال در سیستم عصبی خودکار. روش درمانی انتخابی برای بیماران فوق روش همودیالیز تراسیون آنالین می‌باشد که موجب پایداری همودینامیک بیشتر در این بیماران می‌گردد.

متداولترین توصیه جهت بهبود پایداری قلبی و عروقی بیماران تحت درمان با روش همودیالیز تراسیون آنالین عبارت است از حذف بالقوه عوامل گشاد کننده عروقی (وازودیلاتورها) و خنک کننده خون (از طریق از دست دادن انرژی گرمایی در مدار گردش خون در خارج از بدن).

بیماران دارای سندرم سوء تغذیه، التهاب، تصلب شریان

اگر چه فاکتورهای خطر معمول مانند دیابت، فشار خون بالا و افزایش چربی خون در بیماران دیالیزی رایج می‌باشد ولی این فاکتورها فقط بخشی از دلایل رایج در ایجاد بیماریهای قلبی و عروقی در این گروه از بیماران محسوب می‌گردد. معمولاً واکنشهای التهابی مزمن با سطح سرمی افزایش یافته سایتوکین‌های التهابی و CRP¹ در بیماران دیالیزی مشاهده شده که نقش مهمی را در افزایش خطرات قلبی و عروقی در این بیماران ایفا می‌نماید. واکنشهای التهابی مزمن سیکل پیچیده‌ای از عوامل گوناگون مانند AGE²، لیپوپروتئین‌های غیر نرمال و استرس‌های اکسیداتیو را در بر می‌گیرد. این عوامل تحت عنوان فاکتورهای غیر متداول مرتبط با اورمی و دیالیز تقسیم بندی شده‌اند و موجب پیشرفت سریع اختلالات آندوتلیال می‌گردد. علاوه بر این التهاب نه تنها در ارتباط با بیماریهای آترواسکلروزیس پیشرونده، قلبی و عروقی می‌باشد بلکه همراه با سوء تغذیه موجب ایجاد سندرم MIA³ می‌گردد. بنابراین در حال حاضر جلوگیری از التهاب به عنوان هدف اصلی درمان در راستای کاهش بروز عوارض مربوط به سندرم MIA در بیماران دیالیزی در نظر گرفته شده است. همودیالیز تراسیون آنالین با اصلاح و افزایش حذف مولکولهای بزرگ ممکن است در جهت خنثی نمودن چرخه نادرست سندرم MIA حرکت نماید البته با توجه به استفاده نمودن از ممبران و مایع دیالیز با سازگاری زیستی بالا.

1 - C - Reactive Protein

2 - Advanced glycation end products

3 - Malnutrition - Inflammation - Atherosclerosis

بیماران مبتلا به کم خونی و مقاوم به اریتروپویتین

مطالعات کلینیکی متعدد نشان داده که وضعیت کم خونی در بیماران تحت درمان با روش همودیالیز تراسیون آنالین بهبود یافته به طوریکه با افزایش فراوان در میزان هموگلوبین و یا کاهش دوز اریتروپویتین مصرفی مشخص گردیده است. علاوه بر حذف بالای مواد ممانعت کننده از تولید گلبول قرمز عامل دیگری که ممکن است جزء اثرات مثبت درمان به روش همودیالیز تراسیون آنالین جهت اصلاح کم خونی محسوب گردد بهبود کیفیت میکروبی مایع دیالیز بوده که این امر منجر به کاهش وضعیت التهابی مزمن، بهبود مستمر در میزان مصرف آهن و کاهش مقاومت به اریتروپویتین می گردد.

بیماران با کنترل شکل فسفر بالا


در مقایسه با همودیالیز high - flux در روش همودیالیز تراسیون آنالین حذف بیشتر فسفات و افزایش در پروسه برداشت فسفات سرم گزارش گردیده است. بنابراین اگر چه حذف مؤثر فسفات به علت چند جزئی بودن عوامل مؤثر آن محدود می شود ولی استفاده دراز مدت از روش همودیالیز تراسیون آنالین به ویژه در ارتباط با یک درمان طولانی ممکن است باز هم منجر به کاهش برداشت میزان phosphate binder تجویز شده گردد. این مسئله فرصتی را برای افزایش پذیرش بیماران جهت درمان بوسیله phosphate binder فراهم می آورد.

بیماران با خطر ابتلا به آمیلوئیدوز وابسته به β_2 - microglobulin

مطالعات آینده نگرانه و تحت کنترل نشان داده که زدایش β_2 - microglobulin با روش همودیالیز تراسیون با کاهش چشمگیر غلظت β_2 - microglobulin در خون همراه بوده است. درمان به روش convection موجب جلوگیری و یا حداقل تأخیر در انجام عمل جراحی سندرم میچ دست (یکی از علائم پاتولوژیک آمیلوئیدوز ناشی از β_2 - microglobulin) می گردد.

بیماران با باقیمانده عمل کلیه

امروزه اهمیت باقیماندن عملکرد کلیه در سلامت و کیفیت زندگی بیماران دیالیزی به خوبی شناخته شده است. این امر به عنوان یک عامل پیش بینی کننده مهم در حفظ و بقای بیماران دیالیزی در نظر گرفته شده است. بنابراین حفظ باقیمانده عمل کلیه هنوز جزء اولین موضوعات مورد بررسی در بیماران همودیالیز می باشد. درمان بیماران همودیالیزی با غشاهای دارای نفوذ پذیری بالا و زیست سازگار و همچنین مایع دیالیز ultrapure که در روش های همودیالیز تراسیون آنالین اعمال می گردد موجب کندتر شدن سیر کاهش باقیمانده عملکرد کلیه (RRF)¹ می گردد.



نکات لازم برای همودیالیز آنالین موفق

- عملکرد مناسب راههای دستیابی به عروق (Vascular access)
- سرعت اولترافیلتراسیون مناسب
- هماتوکریت و غلظت پروتئین بالا
- کنترل غلظت سدیم پلاسما و فشارخون
- کنترل غلظت پتاسیم در پلاسما
- کنترل غلظت بی کربنات در پلاسما

در نتیجه کیفیت درمان انجام شده با همودیالیز آنالین، مسلماً بیانگر بهبود بسیار چشمگیری در وضعیت بیماران نسبت به همودیالیز متداول می باشد. به طور شگفت آوری مطالعات اخیر بر روی جمعیت زیادی از بیماران نشان داده که همودیالیز آنالین با حجم بالا، خطر مرگ و میر بیماران همودیالیزی را در مقایسه با دو روش low-flux و high-flux کاهش داده است.

۲- راهنمای عملی همودیالیز تراسیون آنالین

۲-۱ اهمیت راههای دسترسی عروقی

در طی همودیالیز، بهترین کلیرانس مواد زائد به عوامل دیگری از جمله شدت جریان خون مؤثر عبوری از صافی دیالیز بستگی دارد. توجه به وضعیت فیستولا و انتخاب ابعاد سوزن، دستیابی به شدت جریان مؤثر خون را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اکثر اوقات، هنگام تجویز جریان خون مورد نیاز توسط پزشک خصوصاً مواقعی که شدت جریان خون بالا مد نظر باشد، شرایط اختصاصی راههای دسترسی عروقی برای هر بیمار ناچیز شمرده می‌شود. بر خلاف تصور عمومی این نکته بسیار حائز اهمیت است که فشار شریانی و وریدی نمایش داده شده بر روی ماشین دیالیز میزان فشار فیستولا را منعکس نمی‌کند بلکه صرفاً نمایانگر فشار دینامیکی و فشار مکش قبل از سوزن فیستولا و کاتتر می‌باشد. با افزایش طول و کاهش اندازه مجرای سوزن یا کاتتر که برای دسترسی عروقی استفاده می‌گردد، مقاومت در برابر جریان خون افزایش می‌یابد.

در حالت خاص فشار مکش شریانی اثر منفی بر روی شدت جریان خون دارد چرا که اثر حجم پیشرونده^۱ (حجم ضربه‌ای) مربوط به پمپ غلتکی دستگاه را خنثی می‌سازد بنابراین شدت جریان خونی که از قبل بر روی ماشین دیالیز تنظیم گردیده از شدت جریان مؤثر خونی که پمپ می‌گردد تا میزان ده درصد (در فشار منفی شریانی -250 mmHg = شریانی p) بیشتر است. فشار شریانی منفی بالاتر سبب نوسان بیشتر در شدت جریان مؤثر خون می‌گردد. سیستم درمانی 5008 این پدیده را مد نظر داشته و جریان خون مؤثر را با جریان خون از پیش تعیین شده بر روی ماشین دیالیز تنظیم کرده است.

سوزن مناسب برای شرایط دیالیز مناسب

معمولاً نظر به اینکه سوزن فیستولا یا کاتتر مورد استفاده از عوامل محدود کننده شدت جریان خون در خارج از بدن می‌باشد، ابعاد و اندازه‌های آنها به عنوان کلیدی در تعیین میزان کلیرانس مواد نفوذی و انتقالی^۲ در حین دیالیز تلقی می‌گردد.


از نقطه نظر فنی میزان جریان عبوری از درون فیستولا و کاتتر به دو پارامتر زیر بستگی دارد:

- قطر داخلی
- طول

Access	Q_{Beff}
14G	> 400 mL/min
15G	350 mL/min
15G	300 mL/min
16G	250 mL/min
16G	200 mL/min
17G	200 mL/min
17G	200 mL/min
Cannulae	Blood flow

تصویر ۱:

اندازه توصیه شده سوزن فیستولا،
با توجه به شدت جریان خون مورد نظر



تصویر ۲:

اثر Q_B بر کلیرانس اوره

$$^6 Q_D = 500 \text{ mL/min}; ^7 Q_{UF} = 0 \text{ mL/min}$$

قطر داخلی بزرگتر و طول کوتاهتر منجر به شدت جریان بالاتر خون می‌گردد که می‌تواند در یک شرایط مناسب فشار به دست آید. قطر داخلی بسیار کوچک به همراه شدت جریان نامناسب خون منجر به افزایش نیروی برشی می‌گردد که به لیز گلبول‌های خونی می‌انجامد.

در عمل همودیالیز معمولی انتخاب سوزن مناسب مطابق با شدت جریان خون مطلوب در مدار خارج بدنی (Q_B - تصویر ۱) و شدت جریان قابل دسترسی (Q_A)^۲ در فیستولا به منظور دستیابی به تعادل مناسب بین راحتی بیمار و بازده و کارایی دیالیز از اهمیت بسیاری برخوردار است.

در فیستولاهای وریدی / شریانی نوع رادیو سفالیک که از کارایی بالایی برخوردارند جریانهای از ۵۰۰ تا ۹۰۰ میلی لیتر بر دقیقه یا بیشتر، ممکن است یافت شود. در پیوندها و فیستولاهای وریدی و شریانی که روی بازو^۳ قرار می‌گیرند، جریانهای بالاتر در محدوده ۸۰۰ تا ۱۴۰۰ میلی لیتر بر دقیقه قابل دستیابی هستند. شدت جریان مربوط به Q_A باید همیشه به طور محسوسی از شدت جریان خون مدار خارج بدنی (Q_B) بیشتر باشد.

در صورتیکه Q_A از مقدار Q_B برنامه ریزی شده بر روی ماشین دیالیز کمتر باشد، برگشت خون در فیستولا^۴ رخ می‌دهد. و خون گردش در مدار قبل از تکرار عبورش از صافی دیالیز از توکسینهای اورمیک پر نشده و در نتیجه این امر روند حذف توکسین‌ها کاهش یافته و به طور کلی کارایی دیالیز دچار نقصان می‌گردد. این واقعیتی است که معمولاً ناشناخته باقی می‌ماند.


هر چند تجهیزاتی همانند مانیتورینگ دمای خون (BTM)^۵ در دسترس هستند که به طور اتوماتیک میزان recirculation را اندازه گیری می‌کنند و مانیتورینگ جریان دسترسی (Q_A) را فراهم می‌سازند.

۲-۲ شدت جریان خون بیشتر - کلیرانسهای بالاتر


مقدار کلیرانس مواد در حین دیالیز به طور قابل توجهی به وسیله شدت جریان مؤثر خون تعیین می‌گردد. بنابراین افزایش شدت جریان خون روشی مؤثر برای بالا بردن کارایی دیالیز می‌باشد. تصویر ۲ شدت جریان خون را در بازه ۰ تا ۵۰۰ میلی لیتر بر دقیقه نشان می‌دهد، افزایش در کلیرانس مولکولهای با وزن مولکولی پایین نظیر اوره تقریباً با افزایش شدت جریان خون متناسب است.

- 1 - Blood flow rate
- 2 - Access flow (fistula flow)
- 3 - Arm fistula Upper
- 4 - Fistula recirculation
- 5 - Blood Temperature Monitor
- 6 - Dialysate flow rate
- 7 - Filtrate flow rate

در شرایط ویژه مانند صافی‌های FX60 افزایش شدت جریان خون از 250ml/min تا 300ml/min به میزان ۱۵ درصد در کلییرانس اوره مؤثر واقع می‌گردد. تصویر 3a نشان می‌دهد که با یک صافی FX100 کلییرانس اوره می‌تواند به میزان ۴۰ درصد در شرایط بالینی با افزایش شدت جریان خون از 300ml/min تا 500 ml/min افزایش یابد. در حقیقت برای حذف مولکولهای متوسط، هر دو عامل کیفیت درمان و حجم مبادله شده (Q_S) از عوامل تعیین کننده و مکمل هستند.



تصویر 3a: اثر عوامل درمانی بر کلییرانس اوره



تصویر 3b: اثر عوامل درمانی بر کلییرانس β_2 -microglobulin

به طور کلی موفقیت بالینی روشهای درمانی با بازده بالا مانند همودیالیز تراسیون وابسته به استفاده از صافی های دیالیز مناسب مانند high-flux یا همودیالیز می باشد.

همودیالیز باید موارد زیر را برآورده کند :

● میزان فیلتراسیون بالا در فشارهای بین غشایی متوسط ($TMP < 300 \text{ mmHg}$)^۱ باید قابل دستیابی باشد. بنابراین، همودیالیزرها باید

نفوذپذیری بالایی به آب و مساحت سطحی مناسبی داشته باشند.


● غشای دیالیز باید دارای منحنی ضریب غربالگری^۲ با شیب تندی باشد تا :

(a) متضمن نفوذ پذیری بالا برای مواد زائد با طیف گسترده ای از وزن های ملکولی باشد، و

(b) همزمان جلوی از دست رفتن مواد ارزشمندی مانند آلبومین را بگیرد. (شکل ۴)


● به دلیل مساحت سطحی بزرگتر در همودیالیزرها، غشاهایی با سازگاری زیستی بسیار بالا از اهمیت ویژه برخوردار بوده و توصیه می شوند.

● بنابراین، همودیالیزرها باید با بخار استریل شوند تا زیان های بالقوه ناشی از باقی مانده مواد کاهش یافته و حجم پیش شستشو (pre - rinsing) به حداقل رسیده که نهایتاً باعث صرفه جویی در وقت و هزینه می شود.



شکل ۴

ضرایب غربالگری صافی های دیالیز FXclass و F-Series



شکل ۵

محدوده های بهینه جریان خون برای صافی های دیالیز FX

رابطه بین جریان خون و مساحت صافی دیالیز

برای این که از ظرفیت کامل یک صافی دیالیز حداکثر بهره را بتوان برد، توجه به رابطه بین سطح مؤثر و شدت جریان خون قابل دسترسی مهم است. (شکل ۵)

به عنوان مثال، انتخاب یک صافی دیالیز بزرگ با مساحت سطحی ۲/۲ متر مربع (FX100) با شدت جریان خون فقط ۲۵۰ میلی لیتر در دقیقه منجر به اصلاح قابل توجه کلیرانس های نفوذی^۳ در مقایسه با یک صافی کوچکتر با مساحت سطح ۱/۴ متر مربع (FX60) نمی شود. لطفاً توجه داشته باشید که در شدت جریان های خون پایین، از مساحت سطح صافی های دیالیز بزرگ به طور کامل بهره برداری نمی شود.

۲-۴ اصول همودیالیز فیلتراسیون آنالاین

کیفیت‌های مختلف درمان همودیالیز فیلتراسیون طبق تجویز محلول جایگزین دسته‌بندی می‌شوند:

همودیالیز فیلتراسیون Post - dilution

مایع جایگزین پس از صافی دیالیز وارد می‌شود تا جایگزین مایع گرفته شده توسط غشا گردد. (به عنوان مثال از ناحیه نزدیک به چمبر وریدی).

لطفاً توجه داشته باشید که همودیالیز فیلتراسیون Post - dilution روش مؤثرتری است که منجر به کلیترانس حداکثر هر دو گروه مواد زائد کوچک و بزرگ از خون رقیق نشده به خصوص در حجم‌های مبادله بالا می‌شود. مشخص شده است که نرخ مرگ و میر در بیمارانی که با روش بازده بالا همودیالیز فیلتراسیون post - dilution با حجم مبادله بیشتر از ۱۵ L/Treatment تحت درمان قرار می‌گیرند، ۳۵ درصد کمتر از نرخ مرگ و میر بیمارانی است که با همودیالیز استاندارد مواجه می‌شوند. بیشترین حجم جایگزینی در هر درمان انتخاب می‌گردد در حدود حداکثر تفاوت بین میزان فیلتراسیون و جریان خون مؤثر تا به حجم جایگزین هدف برسد.

میزان فیلتراسیون کل معمول در همودیالیز فیلتراسیون و هموفیلتراسیون بین ۲۵ تا ۳۰ درصد شدت جریان خون مؤثر به کار رفته می‌باشد. برای تضمین میزان مبادله بالا، تأمین میزان جریان خون بالا و یک راه دسترسی عروقی مناسب لازم است.

عوامل مؤثر در میزان ماده جایگزین در همودیالیز فیلتراسیون Post - dilution

Start	End of HDF/HF
Filtratable plasma (approx. 33%)	Filtratable plasma (approx. 25%)
Proteins/protein water (approx. 31%)	Proteins/protein water (approx. 34%)
Haematocrit (approx. 36%)	Haematocrit (approx. 41%)

شکل ۶

مثال کاهش آب پلاسمای قابل فیلتر شدن در خلال درمان (تغییرات بستگی به مقادیر فردی بیمار دارند).


هنگامی که هدف میزان تبادل بالا باشد، باید توجه داشت که ممکن است در لیاف صافی دیالیز افزایش غلظت خون مشاهده گردد که موجب تحریک ایجاد لخته در صافی شده و به دنبال آن افزایش TMP (به بیش از ۳۰۰ میلیمتر جیوه) اتفاق می‌افتد. درجه تغلیظ خون به تک تک عوامل تجویزی و مرتبط با بیمار (جریان خون مؤثر، هماتوکریت و غلظت کلی پروتئین) و میزان اولترافیلتراسیون نهایی وابسته می‌باشد. (شکل ۶)

به طور طبیعی نسبت حداکثر حجم قابل فیلتر شدن در طول زمان درمان به دلیل غلظت رو به افزایش خون که ناشی از کاهش حجم آن می‌باشد تغییر می‌نماید.

امروزه مقادیر هماتوکریت بالا، بویژه به دلیل مزایای EPO¹ درمانی باید مورد توجه خاص قرار گیرد.

حکومت اعلیٰ و مستندہ و انتظامیہ و تعلیم و تربیت

אֵלֶּה



فاصله ایمنی در خودرو Sub Auto، عایت شده است.

[illegible]

در نظر گرفته شود. (شکل ۷)

[illegible]


علاوه بر این، ویژگیهای انواع مختلف صافیهای دیالیز را نیز در بر می گیرد، به عنوان مثال صافی های دیالیز FX-class با قطر داخلی کوچکتر فیلتراسیون داخلی بیشتری دارند. بنابراین، حجم های مبادله زیر (جدول زیر را ملاحظه کنید) برای یک جریان خون مؤثر و نوع صافی دیالیز داده شده توصیه می شود تا بتوان به شرایط همودیفیلتراسیون بسیار مؤثر دست یافت. (حجم مبادله < ۱۵ لیتر در یک جلسه درمان)

Dialyser type	Max. achievable exchange volume at Q_B : 350 mL/min	Max. achievable exchange volume at Q_B : 400 mL/min
FX 80 FX 100	17 L	20 L
FX 800 FX 1000	23 L	27 L

Hct = 35%; TP = 7.5g/dL

همودیفیلتراسیون Pre-dilution

در این روش مایع جایگزین جهت رقیق نمودن خون قبل از عبور خون از درون صافی دیالیز وارد می گردد. در همودیفیلتراسیون Pre-dilution، خون توسط مایع جایگزین قبل از ورود به صافی دیالیز و قبل از گرفتن آب پلاسما توسط اولترافیلتراسیون رقیق می شود، بنابراین خطر تغلیظ خون کاهش می یابد. توجه داشته باشید مناسب ترین شیوه درمانی در شرایطی که سرعت جریان خون قابل دسترسی پایین بوده و یا میزان هماتوکریت و TP خون بالا می باشد همودیفیلتراسیون Pre-dilution است که سبب جلوگیری مشکلاتی از قبیل افزایش TMP و لخته شدن خون در صافی می شود. در هر صورت، هر چه میزان پیش رقیق کردن بیشتر باشد، کلیرانس ذرات کوچکتر کمتر می شود.



شکل ۸

بازده بالای OL-HDF^۱ برای بیش از 15L تعریف می شود (بالای خط آبی)

سیستم درمانی 5008 با در نظر گرفتن پارامترهای تجویزی و عوامل مربوط به هر بیمار، در وضعیت همودیالیز فیلتراسیون Pre-dilution میزان جایگزینی بهینه را محاسبه می نماید. به طور معمول تقریباً دو سوم جریان خون مؤثر به عنوان میزان جایگزینی اضافه می شود. افزایش دستی تا نسبت اختلاط یک به یک (جریان خون = میزان جایگزینی) امکان پذیر می باشد.

توجه

لطفاً توجه داشته باشید که این توصیه ها بستگی به شرایط فردی بیماران دارد. نفرولوژیست واحد شما باید عوامل مختص بیمار را در نظر گرفته و تصمیم گیری نهایی را انجام دهد.

نتیجه

تعدادی از مقالاتی که اخیراً منتشر شده اند بر این حقیقت صحت گذاری کرده اند که همودیالیز فیلتراسیون آنلاین روش بسیار مؤثری برای حذف طیف وسیعی از توکسین های اورمیک می باشد.

۳ - سیستم درمانی 5008

شرکت Fresenius Medical Care خود را به انجام بهینه سازی و ارتقاء کلیه فرآیندهای مرتبط با درمان همودیالیزتراسیون آنلاین به منظور بهبود نتایج بلند مدت و افزایش کیفیت عمومی زندگی بیماران دیالیزی متعهد ساخته است.



اصول اساسی در سیستم جدید درمانی 5008 فراهم ساختن بهترین:

- روش درمانی جهت جایگزین نمودن عملکرد از دست رفته کلیه

- روش اداره و کاربری آسان کلیه عملیات

- صرفه اقتصادی و استفاده از منابع در دسترس



reddot design award
winner 2006

می باشد. شیوه درمانی همودیالیزتراسیون آنلاین به عنوان یک روش درمانی استاندارد در سیستم درمانی 5008 ارائه گردیده است. نوع آوری بالا و طراحی کاملاً ارگونومیک با کاربری آسان سیستم درمانی 5008 توسط " Innovationspreis der deutschen wirtschaf 2005 " (دارنده اولین نشان جهانی نوآوری) و دارنده نشان Red Dot برای طراحی محصول. مورد تأیید قرار گرفته است.

۳-۱ همودیالیزتراسیون آنلاین با دستگاه 5008

اصول

با توجه به فراوانی درمانهای روزمره و مطالعات اختصاصی انجام شده، بازدهی و ایمنی بالا و عملی بودن همودیالیزتراسیون آنلاین به اثبات رسیده است.


به علت برخورداری از تکنولوژی عملکرد بالا، سیستم درمانی 5008 بدون محدودیت می تواند به صورت آنلاین مایع جایگزین فیزیولوژیک مورد نیاز را با درجه خلوص بالا از مایع دیالیز تهیه نماید.

ترکیب اصلی مایع جایگزین به کمک فیلتر کردن مایع دیالیز آماده از دو فیلتر شرکت Fresenius موسوم به DIASAFE® plus که دارای غشاء پلی سولفان با قدرت نگهدارندگی بالای اندوتوکسین می باشد، به دست می آید. با عبور مایع دیالیز از فیلتر نخست، مایع دیالیز ultrapure حاصل می گردد که این مایع پس از عبور از فیلتر دوم وارد صافی دیالیز می گردد. مایع جایگزینی که از درون مایع دیالیز بدست آمده قبل از اینکه در دسترس قرار بگیرد، یکبار دیگر از درون فیلتر DIASAFE® plus دومی فیلتر می شود.

به وسیله یک ست ایمن (Safeline) یکبار مصرف مایع از پورت مربوط به مایع جایگزین خارج شده و با استفاده از پمپ همودیالیزتراسیون به درون سیستم گردش خون خارج از بدن با توجه به آهنگ جایگزینی مطلوب تزریق می‌گردد. عمل post - dilution در همودیالیزتراسیون با اتصال Safeline به ست دیالیز وریدی بعد از صافی دیالیز و عمل pre-dilution در همودیالیزتراسیون با اتصال آن به قبل از صافی دیالیز صورت می‌گیرد. تعادل بین کل مایع خارج شده از بدن بیمار و حجم مایع جایگزین به طور دقیق و ظرافتمندانه‌ای حاصل شده و توسط مدار بسته مایع دیالیز 5008 که بطور حجمی اندازه گیری می‌گردد، تنظیم می‌شود. چمبر متعادل کننده سیستم تضمین می‌نماید که میزان ورود مایع دیالیز به مدار برابر با میزان خروج آن از مدار هیدرولیک سیستم باشد. بنابراین مقدار مایعی که از طریق اولترافیلتراسیون خون بوسیله صافی دیالیز خارج می‌گردد سریعاً و به همان میزان توسط مایع جایگزین، جبران می‌گردد. به منظور جلوگیری از کاهش شدت جریان مایع دیالیز، قسمتی از مایع جایگزین کشیده شده با افزایش تأمین مایع دیالیز به طور اتوماتیک جبران می‌گردد. به طور مستقل هر گونه کاهش وزن مطلوب درمانی در بیماران با خارج ساختن حجم اضافی از سیستم بسته، بوسیله پمپ بسیار دقیق اولترافیلتراسیون، تأمین می‌گردد.



A practical example of post-dilution ONLINE HDF at $Q_B = 380$ mL/min



Example

Patient	Therapy Prescription	Result
$V_{urea} = 40$ L	AV needle: 14G	Exchange volume: 24L
TP = 7.5 g/dL	Post-dilution HDF: AutoSub	$K^*_{B2m} = 120$ mL/min
Hct = 35%	Haemodiafilter FX 800: AutoFlow factor = 1.2	$K^*_{urea} = 300$ mL/min
Rec. = 5%	$Q_{Beff} = 380$ mL/min : $Q_D = 460$ mL/min	spKt/V* = 1.8
	Weight loss = 2.4 L: UFR = 10 mL/min	
	Dialysis time = 4 hours	


* Data derived from the Fresenius Medical Care Clearance Calculation Tool based on clinical data. Variations of the results may be attributed to a number of patient - and treatment - related factors.

۲-۳ خصوصیات اصلی در دستگاه 5008

در سیستم "5008 ONLINE plus" استفاده از سالیین معمول صنعتی و محلولهای هموفیلتراسیون حذف گردیده است. این عمل به کمک فرایندها و روشهای درمانی صورت می‌پذیرد که در آنها محلول بافری بی‌کربنات ultrapure بصورت آنلاین تهیه می‌گردد مانند:

- همودیالیزر اسپیون آنلاین
 - هموفیلتراسیون آنلاین (در هر دو حالت pre / post - dilution و در روش SN¹)
 - پرایمینگ آنلاین (پر کردن و شستشوی مدار خون خارج بدنی EBC²)
 - ONLINE BOLUS (در صورت افت فشار مقضی)
 - برگشت مجدد آنلاین خون (خون از مدار خارج بدنی شسته می‌شود).
- بهداشت، ایمنی و کارایی از اصول برجسته طراحی سیستم 5008 ONLINE plus می‌باشد، که این ویژگی‌ها در عوامل و عملکردهای کلیدی زیر خود را نشان می‌دهند:

- (۱) دو عدد فیلتر مایع دیالیز "DIASAFE[®] plus" ایمنی میکروبیولوژیکی را تضمین می‌کند.
- (۲) دو عدد پورت آنلاین - بعنوان نقاط دسترسی بهداشتی به سیستم هیدرولیک.
- (۳) پمپ همودیالیزر اسپیون آنلاین - سرعت و حجم مایع انتقال یافته را کنترل می‌کند.
- (۴) ست‌های وریدی و شریانی سیستم 5008 - ست‌های مربوط به مدار خون که شامل Safe Line یکبار مصرفی است که برای انتقال مایع جایگزین از هیدرولیک به مدار خارج بدنی می‌باشد.
- (۵) هموفیلترهای FX - با مشارکت غشاء Fresenius Helixone[®] که به طور ویژه برای حذف توکسین‌های اورمیک با کیفیت هرچه بیشتر طراحی گردیده است.
- (۶) biBag 5008 - کنستانت ره خشک بی‌کربنات، که به شکل کاملاً مناسب و ایمن فراهم شده است.
- (۷) سیستم 5008 و واسط کاربر ONLINE HDF - تمامی عملکردهای مربوط به حالات درمان و معالجه به صورت اتوماتیک تسهیل شده است.



فیلتر مایع دیالیز DIASAFE® plus

به علت حیاتی بودن موضوع خلوص میکروبیولوژیکی و سطح ایمنی مایع جایگزین (راهنمای زیر را ببینید) این مایع به صورت کاملاً ایمن توسط فیلتراسیون از دو فیلتر اضافی (برای بالا بردن ضریب اطمینان) که شامل غشاء ویژه پلی سولفان Fresenius می باشد، تهیه می گردد. این فیلترها دارای مساحت سطحی بالا و قدرت نگهدارندگی بالای اندوتوکسین ها می باشند. ایمنی میکروبیولوژیکی به وسیله اولین فیلتر DIASAFE® plus تأمین می گردد و فیلتر دوم به عنوان پشتیبان عمل می کند.

بهترین راهنمای عملی اروپایی (EBPg)¹ :


در همودیالیز معمول استفاده از آب خالص (pure) که حداقل الزامات EP² را برآورده سازد، ضروری بوده و استفاده از آب Ultrapure جهت کاربرد در روش دیالیز high - flux و conventional جداً توصیه می گردد.

(Evidence level : c)

فیلترهای DIASAFE® plus به طور کاملاً بهداشتی و ایمن از طریق سیستم قفل DIAFIX که در انتهای زنجیره سیستم تصفیه آب 5008 قرار دارد متصل می گردد. فیلترها پس از طی ماکزیمم طول عمر خود که ۱۲ هفته یا ۱۰۰ بار استفاده می باشد، (هر کدام که زودتر واقع گردد) می باید، تعویض گردند که این کار از طریق پروسه تعویض اتوماتیک صورت می گیرد. کیفیت بالای محصولات به کمک کنترل های حین تولید متعدد فیلترهای DIASAFE® plus به دست آمده و حفظ می گردد.

- تضمین کیفیت و ایمنی نهایی محصول مشروط بر گذراندن آزمون یکپارچگی با اعمال فشار (برای بررسی هرگونه نشتی) می باشد. که به صورت اتوماتیک در حین تولید انجام می گیرد.

- این امر همچنین قبل از هر جلسه درمان بر روی ماشین 5008 انجام می گردد.



ورودی‌های آنالاین و پمپ همودیالیزر آنالاین

مایع جایگزین Ultrapure به صورت کاملاً آسپتیک از طریق پورت جایگزین آنالاین¹ (به رنگ آبی) سیستم هیدرولیک قابل دسترسی می‌باشد. در پرایمینگ آنالاین، این مایع توسط پمپ همودیالیزر آنالاین (جزئیات فنی را در جدول زیر مشاهده می‌کنید) از طریق Safeline یکبار مصرف برای پر کردن و شستشو مجرای داخلی مسیر EBC (به صورت یکبار عبور دادن از درون آن) پمپ می‌گردد و نهایتاً مایع پس از شستشوی مسیر از طریق پورت Rinsing به درون کیسه‌های معمول جمع‌آوری ضایعات وارد می‌گردد.

هر دو پورت (ورودی) آنالاین دستگاه، تحت شرایط کاملاً سختگیرانه بهداشتی طراحی شده و در طول هر سیکل ضد عفونی به طور کامل شسته می‌شوند.

مشخصات سیستم 5008 ONLINE PLUS

Specifications of the 5008 ONLINEplus System

ONLINE-Functions	Parameter	Range	Default (Setup)	Comments
Substitution (HDF / HF)	Rate		25 - 600 mL/min	Limited by Q_{Beff} , Hct TP and dialyser
	Volume		0.1 - 210 L	
Bolus	Rate (Standard)	100 - 250 mL/min	200 mL	
	Rate (Emergency)	Q_{Beff} - 50 mL/min		
	Volume	90 - 240 mL/min	150 mL	
Filling / Rinsing	Rate	Q_{Beff}	100 mL/min	
	Volume	500 - 5,000 mL	500 mL	Only 500 mL needed with steam-sterilised F/FX dialyser series
UF-Rinse	Rate	Q_{Beff}	100 mL/min	
	Volume	0 - 5,000 mL/min	0 mL	Not needed with steam-sterilised F/FX dialyser series
Re-infusion	Rate	Q_{Beff}	100 mL/min	
	Volume	60 - 480 mL	360 mL	

سته‌های وریدی و شریانی سیستم 5008 ONLINE PLUS

جهت انجام پرایمینگ آنلاین استاندارد و همودیالیزتراسیون دو سوزنه (DN¹) و تک سوزنه (SN) یا پایش حجم خون سه عدد ست به شرح زیر مورد استفاده قرار می‌گیرد:

- یک ست شریانی (air free)
 - یک ست وریدی
 - ست Safeline یکبار مصرف
- که به کمک این ست‌ها درمان همودیالیزتراسیون بدون استفاده از شستشو با سالین با شرایط بهینه فراهم می‌گردد. قطعات جدید و نوآورانه ست‌های وریدی - شریانی در تطابق کامل با ماشینهای گوناگون، پیشرفت‌های زیر را حاصل کرده‌اند:
- تنظیمات و کارکرد آسان با ماشین و قابلیت دمونتاژ کردن راحت
 - فاقد هر گونه قسمتی باید وارد بدن گردد (Non - invasive) و دارای مانیتورینگ فشار شریانی به صورت air - free
 - دریچه اطمینان مربوط به بخش خون خارج بدنی
- گیره‌های مخصوص پمپ و قطعات از قبل مونتاژ شده و مقاطع قسمت پمپ، ست‌های دیالیز و Safe line را ثابت نگه داشته تا عمل هواگیری کامل و اتصال و جداسازی EBC² را ممکن سازد.



صافی دیالیز FX

بسته به میزان شدت جریان مؤثر قابل دستیابی، نوع خاصی از صافی دیالیز و یا فیلتر خون مورد نیاز می‌باشد تا میزان تبادل مایع ماکزیمم گشته و در نتیجه حذف مولکولهای متوسط حاصل گردد.

صافی دیالیز کلاس FX دارای غشاء پیشرفته‌ای بر پایه پلی سولفان شرکت Fresenius با نام تجاری Helixone[®] می‌باشد که برای انجام روش درمانی همودیالیزتراسیون آنلاین (ONLINE HDF) کاملاً سازگار شده است.

biBag 5008

کیفیت کنسانتره بی‌کربنات همیشه در کانون توجه بوده است. biBag 5008 بی‌کربنات را به صورت مفیدترین شکل عرضه می‌نماید. این بی‌کربنات بصورت خشک و در کیسه‌های قابل انعطاف با قابلیت نصب آسان عرضه می‌گردد.



مدل 5008 مجهز به رابط کاربر¹ همودیالیزتراسیون آنالاین

تمامی فرآیندها از پرایمینگ آنالاین گرفته تا همودیالیزتراسیون از طریق یک صفحه نمایش لمسی بزرگ به صورت کاملاً اتوماتیک قابل کنترل هستند. دستورالعملها و راهنماهای مربوطه به نصب ست دیالیز، پر کردن مدار خون خارج از بدن²، Rinsing و باز گرداندن خون به بدن، برنامه روش درمان همودیالیزتراسیون و کل گردش کار به طور مطلوبی خلاصه سازی شده است. یک دکمه اضطراری امکان عکس العمل سریع به موارد افت مقطعی فشار خون را با به کارگیری حجم آزاد مایع³ فراهم می کند. عملکرد خودکار برای مبادله مایع درمانی به طور مجزا جهت هر بیمار (Auto Sub) و تنظیم بهینه جریان مایع دیالیز (Auto Flow) امکان درمان همودیالیزتراسیون بسیار مؤثر و بدون زحمت را فراهم می کند. Auto Sub کلیه پارامترهای مربوط به حداکثر نمودن جریان مایع جایگزین را در نظر می گیرد که شامل موارد زیر می باشد:

- جریان خون مؤثر

- نوع صافی دیالیز

- وضعیت رقیق کردن خون (قبل یا بعد از همودیالیزتراسیون)

- هماتوکریت (اگر نمایشگر حجم⁴ خون در دسترس باشد به طور مستقیم از آن قابل خواندن است).

- مقدار کل پروتئین پلاسما

- کاهش وزن مورد نظر در هر درمان

برنامه Auto Flow به صورت خودکار جریان مایع دیالیز را با شدت جریان مؤثر خون با استفاده از یک نسبت خطی دلخواه ($Q_D / Q_{B_{eff}} = 1.0$ تا 2.0) و نه به صورت تنظیمات سنتی، تنظیم می کند. بنابراین امکان به حداقل رساندن مصرف انرژی و مایع دیالیز را در طول درمان فراهم می کند البته این مسأله باعث افت در تأثیر درمان کلی و نتیجه آن نمی شود.

توجه: لطفاً به مثال صفحه ۱۹ مراجعه کنید.

چون تمام سیستم های درمانی 5008 قادر به کنترل کلیرانس آنالاین⁵ می باشند، می توان از آنها جهت ارزیابی هرگونه تأثیر بالینی بر روی دوز دیالیز ($spKt / V_{urea}$) استفاده کرد.

1 - User interface

2 - Extra corporeal blood circuit


3 - Fluid blus (تزریق سریع یک مایع داخل رگی به عنوان مثال نرمال سالین که جهت افزایش حجم داخل رگی صورت می پذیرد).

4 - Blood volume monitor (BRM)

5 - Online clearance monitoring (OCM)

5008 set-up for ONLINE Priming

- ① press 
 - connect dialysis concentrates (including biBag®)
- ② select "Treatment" from Selection Screen (T1-test initiated)
 - insert PatientCard and download prescription; add UF-Goal
- ③ open EBM doors
 - install extracorporeal circuit (Blood System Screen for support)
- ④ connect SafeLine to patient connector of arterial bloodline
- ⑤ after T1-test insert SafeLine substitute connector in ONLINE Substitute port
- ⑥ connect rinse connector to venous bloodline and insert in ONLINE Rinse port
 - close EBM doors (switch to Preparation Screen)
- ⑦ connect couplings to dialyser
 - initiate blood pump – ONLINE Filling and Rinsing procedures start at $Q_B = 100 \text{ mL/min}$
 - stop blood pump after priming is completed – exit ONLINE Priming
- ⑧ disconnect SafeLine from arterial line and connect to post- or pre-dilution connector
 - connect arterial bloodline to arterial needle
 - disconnect rinse connector from ONLINE Rinse port and venous bloodline
 - connect venous bloodline to venous needle
 - start blood pump – CONFIRM
 - when blood sensed in optical detector (switch to Treatment Screen)
 - start ONLINE HDF treatment – ONLINE HDF pump starts after 3 min.
 - touch ONLINE to alter data or apply ONLINE Bolus in ONLINE menu
- at end of treatment start REINFUSION (switch to Reinfusion Screen)
- select ONLINE Reinfusion – OK; blood pump stops
- disconnect SafeLine from post- or pre-dilution connector and attach to recirculation adapter
- disconnect arterial patient line and re-connect to SafeLine via recirculation adapter
- touch OK for blood reinfusion at $Q_B = 100 \text{ mL/min}$
- optical detector senses infusion fluid – blood was reinfused
- initiate automatic removal of blood lines
- open doors to continue – remove blood lines completely
- close doors
- remove arterial coupling (red) from dialyser and insert in shunt interlock, close interlock
- dialyser is being emptied – proceed accordingly with venous coupling (blue)
- biBag® is being emptied automatically – remove empty biBag®
- close all concentrate flaps
- select "Cleaning" (switch to Cleaning Screen) – disinfection starts
- disinfect surface
- after disinfection check for residual disinfectant
- turn 5008 off  or select from Selection Screen → (②)



- A** گیره پمپ خون
- B** قطعه یک بار مصرف Safe Line
- C** پمپ همودیالیزر امیون ONLINE
- D** پورت ONLINE Substitute
- E** پورت ONLINE Rinse
- F** اتصال Post - dilution
- G** اتصال Pre - dilution
- H** ردیاب اپتیکی و { ردیاب } هوا
- I** نمایشگر دمای خون (BTM)

هنگامی که کنترل کلیترانس آنالین با کنترل دمای خون¹ به کار برده شود، به محض این که افت قابل توجهی (بیش از ۲۰٪) در مقادیر اندازه گیری شده کلیترانس در طول یک درمان یا در مقایسه با درمان قبلی وجود داشته باشد، اندازه گیری recirculation به صورت خودکار توسط OCM آغاز می شود.

کارت بیمار یا اتصال به شبکه جهت ذخیره سازی و وارد نمودن بدون خطای مجموعه کاملی از اطلاعات مختص بیمار و مربوط به درمان (از جمله Hct, TP, V_{urea} و غیره) بسیار مفید است. این مقادیر وقتی که توسط کاربر وارد شد، ثبت می گردد و به راحتی برای درمان بعدی در دسترس خواهد بود.



Name

ضد عفونی هیدرولیکی

امکان انتخاب ۵ برنامه ضد عفونی سرد و گرم خودکار و معتبر سازی شده وجود دارد :

Hydraulic disinfection					
Disinfection mode	Disinfectant	Temperature (C°)	Duration (min.)	Objective	Check fo disinfectant residuals
Hot-chemical	Citrosteril®	84	37	Disinfection + Decalcification	Not needed
	Diasteril®	84	37	Disinfection + Decalcification	pH strips (pH-Fix 3.6 - 3.1)
Cold-chemical	Puristeril® 340	37	31	Disinfection + Decalcification	Potassium-iodide starch paper or Merckoquant peracetic test
	Puristeril® plus	37	31	Disinfection + Decalcification	Potassium-iodide starch paper or Merckoquant peracetic acid test
	Sporotal® 100	37	31	Disinfection + Decalcification	Potassium-iodide starch paper

جهت زدودن هر رسوب آلی، مجموعه ای مرکب از یازده سیکل پاکسازی و ضد عفونی توأم در محدوده عمر فیلترهای DIASAFE® Plus با استفاده از پاک کننده قلیایی Sporotal® 100 قابل اجرا می باشد. سیکل ها به صورت پیوسته نمایش داده شده و تعداد سیکل های باقی مانده نیز نشان داده می شوند.

معتبر سازی های متعدد داخلی و خارجی نشان داده اند که کاهش $10 \log$ مورد نیاز در مورد میکروارگانیسم های انتخاب شده (به عنوان مثال کاهش ۵ برابری یا بیشتر باکتری ها) در تمام نقاط اندازه گیری با کلیه مواد ضد عفونی کننده پیشنهادی حاصل گردیده است. اگر سیستم بیش از ۷۲ ساعت بدون استفاده مانده باشد یک سیکل ضد عفونی سازی توصیه می شود. قبل از شروع درمان بعدی می باید از عدم وجود هر گونه باقی مانده، ماده ضد عفونی کننده (غیر از Citrosteril) اطمینان حاصل شود.

ضد عفونی سطح

انتشار میکروارگانیسم های مضر از طریق پرسنل دیالیز کننده یا بیماران در حال تماس با سطوح آلوده به عنوان عامل اصلی گسترش بیماری های عفونی در مراکز دیالیز شناسایی شده است. بنابراین تمام سطوح در معرض تماس و قابل لمس می توانند آلوده باشند و باید اقدامات منظم جهت رفع آلودگی آنها صورت گیرد. در نتیجه ضد عفونی منظم سطوح بین درمان های متوالی جهت اطمینان از بهداشت، اجباری می باشد. ضد عفونی کننده سطحی پیشنهادی یعنی ClearSurf[®] فاقد آلدهید بوده، ذرات معلق در هوا ایجاد نمی کند و استفاده از آن آسان و مطمئن است. دارای اثر کشندگی سریع بر روی ویروس های کبدی^۱ بوده و حتی ویروس های هپاتیت B و C را (ویروس غیر فعال BVDV)^۲ فقط ۱۰ دقیقه بعد از تماس با یک محلول ۱٪ غیر فعال می کند.

۴- اصول کنترلی، ایمنی و میکروبیولوژیکی

با شواهد رو به افزایش مبنی بر این که آلودگی میکروبی مایع دیالیز تأثیرات مخربی بر روی بیماران دیالیزی دارد، ارزیابی وضعیت میکروبیولوژیکی و حفظ خلوص مایع دیالیز در سالهای اخیر اهمیت کلینیکی قابل توجهی پیدا کرده است. این واقعیت که بیماران دیالیزی در طول هفته در معرض بیش از ۳۰۰ لیتر مایع دیالیز قرار می‌گیرند، تأکیدی بر نیاز به اجرای یک سیستم مدیریت کیفیت مایع پیوسته می‌باشد. مدارک علمی کنونی نشان دهنده مزایای مایع دیالیز Ultrapure برای بهبود نتایج در عمل دیالیز می‌باشد. علاوه بر این مایعات دیالیز بسیار خالص^۱ پیش شرطی برای درمان همودیالیزتراسیون آنلاین می‌باشد که در آن بیمار مستقیماً در معرض حجم‌های زیادی از مایع تزریقی که به صورت آنلاین تولید می‌شود، قرار می‌گیرد. مایع دیالیز از رقیق نمودن محلولهای الکترولیت غلیظ با آب خالص آماده می‌شود. استانداردها و راهنماها در مورد کیفیت آب آشامیدنی مورد استفاده در کنستانتره دیالیز و مایع دیالیز اهدافی را تأمین می‌نمایند. به طور کاملاً مؤثر هرگونه آلودگی شیمیایی یا میکروبی آب می‌باید توسط سیستم‌های مدرن خالص سازی آب حذف شود. هریک از اجزای تجهیزات مورد استفاده در آماده سازی آب (براساس الزامات سیستم RO) باید به طور اختصاصی با کیفیت آب خام آن منطقه منطبق باشد. در سیستم ONLINE PLUS 5008، جنبه‌های بهداشتی و ایمنی کلی سیستم مورد توجه خاصی قرار گرفته است به گونه‌ای که مزایای طراحی یکپارچه استانداردها و توصیه‌های موجود را به خوبی برآورده می‌کند.

طبق MDD 1993 (Medical Device Directive)، وسایل همودیالیزتراسیون آنلاین در گروه "وسایل پزشکی" قرار می‌گیرند و نیجتاً علامت CE می‌گیرند. هرچند که وسایلی که تکنیک‌های فیلتراسیون سرد^۲ را میسر می‌سازند در استانداردهای موجود به صراحت ذکر نشده‌اند، اما باید با معیارهای IEC 60601-1 و IEC 60601-2-16 تطابق داشته باشند. چون تا به امروز هیچ استاندارد بهداشتی اروپایی اجباری در این خصوص تدوین نشده است، سیستم ONLINE PLUS 5008 مقادیر آستانه‌ای^۳ که در فارماکوپه اروپا، EN 13867، European Best Practice Guideline و الزامات خود ONLINE PLUS شرکت Fresenius Medical Care ذکر شده است را وارد کرده است.

	Water Ph. Eur. 2005	Concentrate EN 13867 (2002)	Dialysis Fluid (prior to DIASAFE [®] plus 1)	Ultrapure Dialysis Fluid (prior to DIASAFE [®] plus 2)
Microbial counts (in CFU/mL)	< 100	≤ 100	≤ 100	≤ 0.1
Endotoxin levels (in IU/mL)	< 0.25	≤ 0.5	≤ 0.5	≤ 0.03

* Ph. Eur. 5.0 : محلول‌های همودیالیز،
کنستانتره، آب جهت رقیق سازی (RO)

Bernard Canaud

اثرات مفید بر نتیجه درمان بیماران به میزان دیالیز
برای مولکولهای کوچک (Kt/V_{urea}) بستگی ندارد بلکه ممکن است
با عوامل مرتبط به HDF که با برداشت بیشتر مواد با
وزن مولکولی بیشتر می باشد با بهبود یک سیستم
زیست سازگار ارتباط داشته باشد.


Kidney International, 2006

Elaine Spalding

Ken Farrington

بطور نظری مشخص می شود OL HDF بهترین روش در دسترسی برای
درمان جایگزینی کلیه می باشد ولی درک این تکنیک پیشرفت بسیار کند
دارد، تغییر این دیدگاه باعث رشد قبول مزایای بالقوه این تکنیک
می باشد و بلوغ این روش از جمله اثر هزینه ای خوبی که در تهیه
مایع رقیق کننده در محل وجود دارد و تشریح ایمنی بلند مدت
آن را شامل می گردد.

Nephron Clinical Practice, 2003



فیلترهای DIASAFE[®] plus، با استفاده از غشاهای Fresenius Polysulfone[®]، که دارای خواص منحصر به فرد جذب سطحی و غربالگری می‌باشند، تمام اجزا و بقایای باکتریایی (آندوتکسین‌ها) را از مایع دیالیز حذف می‌کند.

ایمنی و قابلیت اطمینان میکروبیولوژیکی تولید آنالین مایع جایگزین با سیستم ONLINE plus اولین بار در یک بررسی in-vitro نشان داده شد. نتایج توسط چندین بررسی بالینی تأیید می‌شوند. مطالعات نشان دهنده هیچ گونه افزایشی در سایتوکین سرم در مقایسه با بیماران تحت درمان توسط همودیالیزتراسیون متداول نبود. بنابراین از لحاظ آلودگی پایروژنیک بالقوه، محلول جایگزین آماده شده به صورت آنالین، ویژگیهای میکروبیولوژیکی مورد نیاز در محلولهای همودیالیزتراسیون تولید شده به صورت صنعتی را برآورده می‌سازد.



به دلیل خواص غشایی برتر و تست خودکار عملکرد، پیش از شروع درمان در سیستم 5008، دو فیلتر چند بار مصرف DIASAFE[®] plus متضمن یک سیستم همودیالیزتراسیون آنالین ایمن و مقرون به صرفه می‌باشند که با استانداردهای ایمنی موجود از هر لحاظ مطابقت دارد. بنابراین آزمایش‌های میکروبیولوژیکی دوره‌ای الزامی نمی‌باشد. در هر صورت، بهترین دلیل برای ایمنی و قابلیت اطمینان فیلترهای DIASAFE[®] plus، سابقه طولانی و جا افتاده این تکنولوژی خاص می‌باشد.



قابلیت حفظ مؤثر میکروبها (بر اساس CFU / mL) و آندوتکسین‌ها (بر اساس IU/mL) توسط DIASAFE[®] plus

Effective retention capability for germs (CFU/mL) and endotoxins (IU/mL)
by DIASAFE[®] plus

	Post-DIASAFE [®] plus 1	Post-DIASAFE [®] plus 2
Microbial counts (in CFU/mL)	< 0.01	0
Endotoxins (in IU/mL)	< 0.01	< 0.01

برای حفظ میزان بالای ایمنی میکروبیولوژیکی، فرایندهای اختصاصی جهت ضد عفونی کردن قسمت‌های هیدرولیک ماشین‌ها (شامل دو فیلتر DIASAFE[®] plus) و سطوح باید بعد از هر درمان اجرا شوند.

۵ - مزایای کلینیکی همودیالیز آنالین

با افزایش کاربرد همودیالیز آنالین در روشهای کلینیکی روزمره تعداد نشریات علمی و پزشکی و نتایج و تجارب حاصل از درمان با این روش پیشرفته به طور تصاعدی افزایش یافته است. یک بررسی مطبوعاتی نشان داده است که در مدت ۱۰ سال بعد از معرفی همودیالیز آنالین (سال ۱۹۷۵) در مقایسه با دو دهه اخیر که به ترتیب ۲۹۳ و ۸۸۵ مقاله منتشر شده، فقط ۴۱ مقاله در این خصوص منتشر شده بود. از سال ۲۰۰۵ تا کنون بیش از ۲۵۴ مقاله انتشار یافته است که شواهدی مبنی بر افزایش علاقه و پذیرش همودیالیز آنالین می باشد. در این بخش یافته‌های حاصل از نشریه‌های مهم که نشانگر مزایای کلینیکی همودیالیز آنالین می باشد، شرح داده شده است.




۱ - ۵ کاهش میزان مرگ و میر در بیماران تحت درمان با همودیالیز فیلتراسیون

Canaud B, Bragg-Gresham JL, Marshall MR et al.

Mortality risk for patients receiving haemodiafiltration versus haemodialysis : European results from the DOPPS. Kid Int (2006) 69, 2087-2093

خطر مرگ و میر در بیماران تحت درمان با همودیالیز فیلتراسیون در مقایسه با بیماران همودیالیزی. نتایج، ناشی از بررسی‌های اروپایی بوده که حاصل مطالعه نتایج دیالیز و طرح‌های عملی می‌باشد.



● مقایسه HD و HDF حاصل بررسی اطلاعات بدست آمده از ۵ کشور اروپایی در نظر گرفته شده در برنامه DOPPS¹ می‌باشد

● در این مطالعات آینده نگرانه به طور راندوم ۲۱۶۵ بیمار انتخاب شده و به ۴ گروه تقسیم شدند.

● بیماران تحت درمان با همودیالیز فیلتراسیون با تأثیر پذیری بالا دارای میزان مرگ و میر کلی پایین‌تری نسبت به بیماران همودیالیز شده با صافی‌های low-flux می‌باشند. میزان خطر مرگ و میر در این بیماران ۳۵ درصد پایین‌تر از همودیالیز با صافی low-flux می‌باشد. (RR=0.65, p=0.01)

۲ - ۵ خطر مرگ و میر در بیماران تحت درمان با HDF در مقابل بیماران HD

● اطلاعات آینده نگرانه جمع‌آوری شده در پایگاه داده‌های Euclid[®] مربوط به ۵۶ مرکز درمانی در ۵ شهر اروپایی بود.

● همودیالیز فیلتراسیون منجر به کاهش چشمگیر ۴۲/۷ درصدی خطر مرگ و میر گردید.

● بعد از انجام تنظیمات لازم از نظر سن، جنس، شرایط Comorbide و زمان RRT، میزان کاهش خطر مرگ و میر با همودیالیز فیلتراسیون ۳۵/۳ درصد بوده است.

Jacek Malyszko


همودیالیز با فیلتراسیون موجب بهبود اختلالات
آندوتلیال در مقایسه با همودیالیز می گردد.

Journal of Nephrology, 2006

Jonathan Himmelfarb

روش های همودیالیز با فیلتراسیون با حجم بالا نشان دهنده
یک مرحله نوین در جهت نزدیک شدن به
تصفیه خون طبیعی کلیه می باشد.

Artificial Organs, 2006




۳- ۵ OL-HDF طول عمر بیماران را افزایش می دهد بدون در نظر گرفتن میزان دیالیز و یا خصوصیات

بیماران

- روش درمان کلیه بیماران موجود در مرکز درمانی از همودیالیز high-flux به همودیالیز آنالین تغییر یافت.
- ۱۵۴ بیمار با روش همودیالیز و ۱۵۱ بیمار با روش همودیالیز آنالین مورد ارزیابی قرار گرفتند.
- این مطالعات گروهی در طی یک دوره دوساله صورت گرفت (از آوریل ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶) و کلیه بیماران موجود در مرکز درمانی را در بر می گرفت.
- در ابتدای هر دوره درمانی میزان شیوع بیماریهای قلبی - عروقی مشابه بود. (۳۳.۱ درصد در برابر ۳۱.۳ درصد) بیماران تحت درمان با همودیالیز آنالین سطح سرمی پایین تری از CRP و سطح بالاتر آلبومین را نشان دادند.
- میزان مرگ و میر کلی سالیانه از ۱۸٪ به ۸٪ کاهش یافت.
- در بیماران تحت درمان به روش HD خطر مرگ و میر ۴ برابر بیشتر از بیماران درمان شده با همودیالیز آنالین بود. این امر مستقل از ۵ عامل کیفی مربوط به ویژگیهای بیمار و میزان دیالیز می باشد. بین ۲ گروه اختلافی از نظر مرگ و میر در اثر بیماریهای قلبی - عروقی دیده نشد.

فاکتورهای گوناگونی در بهبود میزان بقاء توسط همودیالیز آنالین با تأثیر پذیری بالا مؤثر می باشند.



هر یک از عوامل مؤثر در بهبود ادامه زندگی بیمار یا عمل اختلال آندوتلیال سلول را تحت تأثیر قرار می‌دهد و یا بر روی پاسخ‌های التهابی و فرآیندهای استرس التهابی که در نهایت موجب تخریب آندوتلیوم می‌گردد تأثیر می‌گذارد که این امر منجر به تغییر شکل دیواره رگها و افزایش پلاک‌های atherosclerotic می‌گردد. علاوه بر حذف طیف وسیعی از توکسین‌های اورمیک شواهد زیادی جهت پیشنهاد روش درمان همودیالیزتراسیون آنلاین شامل کاهش التهاب، استرس‌های اکسیداتیو و تخریب آندوتلیال وجود دارد که در نهایت موجب سلامت قلبی - عروقی در بیماران دیالیزی می‌گردد.

دیالیز محافظ قلب

به علت مزایای چند گانه همودیالیزتراسیون آنلاین، این روش یک وسیله مهم جهت مدیریت بهینه فاکتورهای خطر مرتبط با بیماریهای قلبی و عروقی می‌باشد.

مزایای کلینیکی

همودیالیزتراسیون موجب کاهش مرگ و میر و اثرات جانبی می‌گردد.

- کاهش شیوع گرفتگی‌های عضلانی، بی‌نظمی در ضربان قلب و سر درد
- افت و افزایش مقطعی فشار خون کمتری در درمان convective نسبت به دیالیز استاندارد

همودیالیزتراسیون آنلاین باعث بهینه شدن دوز دیالیز می‌گردد.

- همودیالیزتراسیون آنلاین موجب افزایش Kt/V تا میزان ۳۱٪ می‌گردد.
- همودیالیزتراسیون آنلاین موجب کاهش $B_2 - m$ پس از دیالیز تا میزان ۶۶/۴٪ می‌گردد.
- تغییرات عمده‌ای در میزان $B_2 - m$ با جایگزین نمودن روش همودیالیزتراسیون آنلاین مشاهده نگردید.

همودیالیزتراسیون آنلاین تأثیر بیشتری را در حذف توکسین‌های اورمیک کوچک دارد.

- p-cresol (108Da) (یک توکسین اورمیک مهم) موجب اختلال در تکثیر سلولهای آندوتلیال می‌گردد.
- میزان حذف p-cresol در همودیالیزتراسیون آنلاین (pre - or post - dilution) بطور چشمگیری در مقایسه با همودیالیز توسط صافی high-flux افزایش یافته است.

همودیافیلتراسیون آنلاین تأثیر بیشتری را در حذف مولکولهایی با وزن مولکولی متوسط دارد.

- $\beta_2 - m$ (11800Da) بعنوان یک مولکول نشانگر برای مولکولهایی با وزن مولکولی متوسط شناخته شده است.
- همودیافیلتراسیون آنلاین (۲۴ لیتر در هر ۴ ساعت مایع جایگزینی) در مقایسه با همودیالیز موجب افزایش کلیرانس و نسبت کاهش $\beta_2 - m$ می‌گردد. (نسبت کاهش $\beta_2 - m$ در همودیافیلتراسیون آنلاین ۷/۷۲٪ بود در صورتیکه این نسبت در همودیالیز ۷/۴۹٪ بود).
- لپتین آزاد (16KDa) مولکول متوسط دیگری است که میزان آن در بیماران (ESRD) افزایش یافته و تنظیم کننده بدن می‌باشد (وضعیت تغذیه را تحت تأثیر قرار می‌دهد).
- میزان لپتین آزاد در بیماران تحت درمان با high-flux HDF در مقایسه با low-flux HD، تا ۲۴٪ کاهش یافته و نسبت به همودیالیز معمولی ۷/۴۹٪ کاهش داشته است.

همودیافیلتراسیون آنلاین موجب کاهش واکنشهای التهابی می‌گردد.

- طی یک دوره درمانی یکساله تعداد ۲۸ بیمار تحت درمان به روش pre-dilution HDF با یک گروه کنترل شامل بیماران تحت درمان با high-flux HD مقایسه شدند.
- از هنگام شروع درمان با HDF میزان CRP سرم (نشانگر التهاب) به طور قابل ملاحظه در گروه HDF کاهش یافت و طی یک دوره ۱۲ ماهه حفظ و نگهداری گردید.
- نقش انتقال به روش Convection بالا در HD مزمن مطالعه شد.
- در مقایسه با HF-HD، به طور کاملاً واضح OL-HDF میزان عوامل پیش التهابی CD14 & CD16 موجود بر روی سلولها و همچنین میزان تولید IL-6 & TNF-a را کاهش می‌دهد.

همودیافیلتراسیون آنالین موجب پایداری همودینامیکی بهتر و کنترل فشار خون می‌گردد.

- روش درمانی ۳۷ بیمار تحت درمان با روش conventional HDF به مدت ۳۴ ماه درمان، به روش OL-HDF تغییر یافت و به مدت یکسال مقایسه گردید.
- تغییر روش از conventional HDF به OL-HDF موجب کنترل بهتر فشار خون گردید. در طی دوره پایه، ۹ بیمار دارای فشار خون بالا بودند و ۱۸ بیمار جهت تنظیم فشار خون دارو دریافت می‌نمودند. در چند ماه آخر درمان با OL-HDF فقط ۲ نفر دارای فشار خون بالا و ۱۱ نفر دارو دریافت مینمودند.
- ۱۷ بیمار با سابقه مکرر افت مقطعی فشار خون در طی HD تحت مطالعه قرار گرفته بودند. در ابتدا ۲۵ جلسه درمانی HD با ۲۵ جلسه درمانی OL-HDF در یک شرایط دمایی یکسان مایع دیالیز مقایسه گردید.
- OL-HDF یک کاهش چشمگیر در افت مقطعی فشار خون در مقایسه با HD نشان داد. به نظر می‌رسد خنک نمودن خون عامل پایدار کننده فشار خون، در OL-HDF بود.

همودیافیلتراسیون آنالین موجب کاهش استرس‌های اکسیداتیو می‌گردد.

- حذف AGEs (Advanced glycation end products) و CML (Carboxymethyllysine) سرم در بیماران تحت درمان با high-flux HD با استفاده از مایع دیالیز استاندارد و Ultrapure و بیماران تحت درمان با HDF و HF مورد مطالعه قرار گرفت.
- بیشترین مقدار CML/AGEs در بیماران همودیالیزی استفاده کننده از مایع دیالیز استاندارد و به روش HF سپس در بیماران همودیالیزی استفاده کننده از مایع دیالیز Ultrapure و در نهایت در بیماران HDF پیدا شد.

همودیافیلتراسیون آنالین موجب کاهش تولید فسفات $\times$ کلسیم می‌گردد.

- حذف، نسبت کاهش (PRR) و بازیافت فسفر در OL-HDF (Post-dilution) با حجم بالا HF-HD مقایسه شد.
- مقدار کلی فسفات حذف شده با OL-HDF بطور چشمگیری بالاتر از HF-HD (۱۹٪) بود. نسبت کاهش نیز در HDF بالا بود در حالی که مقدار سرمی فسفات در هر دو حالت تفاوتی نداشت.

- تأثیر روشهای درمانی بر روی هموستازیس و عمل آندوتلیال مورد آزمون قرار گرفت.
- در مقایسه با بیماران HD هیچ اختلافی در پارامترهای هموستازیس و لیپید سرمی بیماران HDF وجود نداشت.
- نشانگرهای صدمه آندوتلیال (Thrombomodulin و فاکتور von WILLEBRAND) در HD در مقایسه با HDF بالا رفت.
- مطالعات شواهدی را فراهم آورد که HDF برخلاف HD باعث اصلاح اختلالات آندوتلیال می گردد.

همودیافیلتراسیون آنالین موجب کنترل کم خونی و کاهش نیاز به اریتروپویتین می گردد.

- ۳۲ بیمار همودیالیزی به مدت ۹ ماه تحت درمان به روش OL-HDF قرار گرفتند که قبلاً به روش دیالیز استاندارد معالجه می شدند.
- در طی OL-HDF مقدار هموگلوبین بدون افزایش در اریتروپویتین نو ترکیب (rHuEPO) افزایش یافت و دوز نگهدارنده EPO می تواند به طور واضحی کاهش یابد.
- روش درمان ۳۷ بیمار Conventional HDF به OL-HDF تغییر یافت و هر دو به مدت یکسال با هم مقایسه گردید.
- تغییر از Conventional HDF به OL-HDF موجب افزایش در هموگلوبین و هماتوکریت گردید از $11/4 \pm 1/5$ به $10/7 \pm 1/1$
- دوره درمانی OL-HDF موجب کاهش در دوز مصرفی اریتروپویتین گردید.
- ۹۲ بیمار اورمیک از Conventional HDF به OL-HDF تغییر روش داده شدند.
- بیماران تحت درمان با OL-HDF به دوز کمتری از اریتروپویتین جهت دستیابی به سطح بالاتر هماتوکریت نیاز داشتند و کاهش در میزان Ferritin سرم مشاهده گردید.

اصول پایه

همودیالیز حذف مواد زائد سمی و آب اضافی از خون عبوری از یک غشاء نیمه تراوا است. اصول بنیادی فیزیکی همودیالیز و انواع مختلف آن به شرح زیر می باشد:

پدیده انتشار و Convection¹

دو مکانیسم انتشار و Convection، در جابجایی و انتقال مواد حل شده در فرآیند همودیالیز دخیل هستند که از نظر توانایی در حذف توکسین های اورمیک با اندازه های مختلف، با هم فرق می کنند.

پدیده انتشار برای پاکسازی مولکولهای (مواد حل شده) کوچک مؤثر می باشد ولی با افزایش وزن مولکولی آنها انتقال از طریق انتشار کند می گردد به طور مثال موادی با وزن مولکولی ۱۰۰۰ دالتون با سرعت معادل نصف سرعت موادی با وزن مولکولی ۶۰ دالتون حذف می گردند. در پدیده انتشار حذف مواد کوچک از طریق حرکت آنها از غلظت بالاتر به غلظت پایین تر، از سمت خون به سمت مایع دیالیز صورت می گیرد.

Convection مناسب ترین مکانیسم انتقالی برای حذف مولکولهایی با وزن مولکولی تقریباً بالاتر از ۱۰۰۰ دالتون می باشد. حذف مواد (حل شده) به وسیله Convection در راستای گرادیان فشار محیط رخ می دهد که حاصل آن اولترافیلتراسیون مایع از میان غشایی با میزان نفوذ پذیری بالا، خروج مقادیر زیادی از مایعات خون و بسته به خاصیت غربالگری غشاء حذف بهتر مواد حل شونده کوچک و بزرگ می باشد.

اولترافیلتراسیون

اعمال فشار در یک طرف غشاء موجب انتقال مایع به همراه مواد حل شده قابل عبور از منافذ غشاء می گردد.

همودیالیز تراسیون

همودیالیز تراسیون دو اصل نفوذ و Convection را با هم ترکیب می کند. همودیالیز تراسیون به دلیل کارایی اش در حذف مواد اورمیک بزرگ و کوچک باقیمانده به عنوان یک روش درمانی بسیار مؤثر در درمان دیالیزی شناخته شده است.

میزان انتقال ترکیبات چاپچا شده از طریق Convection می‌تواند با افزایش مقدار مایع جایگزینی که به بدن بیمار تزریق می‌گردد، افزایش یابد. به منظور جلوگیری از مشکلات استفاده از مایع جایگزین کیسه‌ای، آماده سازی این مایع به طور مستقیم کاربردی‌تر و مقرون به صرفه تر می‌باشد که این عمل بصورت آنالین در هر جلسه درمان توسط ماشین دیالیز و به میزان بالا و بدون محدودیت و با درجه خلوص بالا از نظر میکروبیولوژیکی صورت می‌پذیرد.

حالات درمانی در همودیافیلتراسیون آنالین

حالات درمانی متفاوت در همودیافیلتراسیون آنالین با توجه به محل تزریق مایع جایگزین در مدار خارج بدنی به صورت زیر دسته بندی می‌شوند:

الف) همودیافیلتراسیون Pre - dilution

در این حالت مایع جایگزین قبل از صافی دیالیز تزریق می‌گردد، اما بهر حال کلیرانس مواد حل شده کوچک با افزایش میزان همودیافیلتراسیون Pre - dilution کاهش می‌یابد.

ب) همودیافیلتراسیون Post - dilution

در این حالت مایع جایگزین بعد از صافی دیالیز تزریق می‌گردد. کلیرانس بهینه تقریباً در شدت جریان 80 ml/min (مایع جایگزین) به دست می‌آید. حالت همودیافیلتراسیون Post - dilution از نظر کارایی بیشترین بازدهی را در ماکزیمم کلیرانس مواد کوچک و بزرگ دارد.

پ) همودیافیلتراسیون Mixed - dilution

روش پیشرو و جدید همودیافیلتراسیون Mixed - dilution که در حال حاضر تحت پژوهش‌های گسترده کلینیکی می‌باشد فوائد هر دو روش همودیافیلتراسیون Pre & post - dilution را در بر می‌گیرد. روش مذکور ترکیبی از تزریق مایع جایگزین پیش از فیلتر و بعد از فیلتر می‌باشد. حذف مواد زائد به کمک نیروی اولترافیلتراسیون و بهینه نمودن روش تزریق افزایش یافته است.

هموفیلتراسیون

در طول هموفیلتراسیون، همزمان با خروج مایع از بدن بیمار مایع جایگزین به بدن بیمار تزریق می‌گردد در اینجا هیچ جریان مایع دیالیزی وجود ندارد. هموفیلتراسیون به طور کامل بر روی انتقال مواد از طریق Convection تکیه داشته و بنابراین هدفش حذف توکسین‌ها اورمیک بزرگتر می‌باشد.

Willy Lornoy


درمان با همودیالیز فیلتراسیون آنالین در حالت Post - dilution در مقایسه با همودیالیز High-flux از کلیانس فسفات بالاتری برخوردار است. نتایج حاصل از کاربرد دراز مدت این روش ممکن است منجر به کنترل بهتر فسفات سرم گردد (بدون افزایش تعداد و مدت زمان جلسات همودیالیز)

Journal of Renal Nutrition, 2006

Luciano Pedrini


حتی با وجود فقدان شواهد قطعی حاصل از مطالعات گسترده، نشانه‌های بسیار آشکاری جهت توصیه استفاده از این دو استراتژی جدا از هم وجود دارد که ترکیبی از فوائد زیست سازگاری بالای غشاء و مایع دیالیز استریل همراه با افزایش حذف حاصل از Convection توکسینهای اورمیک با وزن مولکولی متوسط می‌باشد.

J Nephrology, 2003



همودیا فیلتر اسیون آنلاین

Haemodiafiltration Online



شرکت تجزیه و تحلیل پزشکی
(سازش)

آدرس کارخانه: کیلومتر ۵۲ اتوبان تهران-قزوین
نرسیده به پل کردن
کد پستی: ۳۳۶۵۱-۶۶۵۹۶
شماره تماس: ۰۲۶-۹۲۱۰۸۶۱۵-۱۹
ایمیل: info@soha1.ir
وب سایت: www.soha1.ir
فکس: ۰۲۶-۹۲۱۰۸۶۳۰
شماره پیامک: ۱۰۰۰۸۰۲۴۹۵۳۷۱۰

دفتر نمایندگی انحصاری فرزنوس در ایران
آدرس: تهران میدان فاطمی ساختمان پزشکان ۲۸ طبقه ۵ واحد ۱۷
تلفن: ۸۸۹۱۳۰۰۴ فکس: ۸۸۹۱۳۳۹۰ همراه: ۰۹۱۲۵۶۲۴۲۵۳
ایمیل: fresenius@soha1.ir